

DURACELL®
ACTIVAIR®
HEARING AID

0%
MERCURY

Umweltfreundliche Energie
mit extra langem Tab.



EasyTab®



Moderne Hörgeräte brauchen leistungsstarke Batterien – Duracell Activair mit EasyTab®

Duracell Activair Hörgerätebatterien arbeiten mit der bewährten Zink-Luft Technologie. Sie sind geeignet für alle Arten und Leistungsklassen von Hörgeräten; insbesondere erfüllen sie auch die Anforderungen der modernen Hörgerätegeneration mit vielen zusätzlichen Funktionen, die eine leistungsstarke Batterie benötigt.

Durch das einzigartige Easy Tab® Design der Abkleber sind Duracell Activair Hörgerätebatterien sehr leicht und komfortabel zu wechseln.



Einfach in der Handhabung und leicht zu öffnen.



Einfach zu entnehmen und leicht zu halten.

Nachhaltig umwelt- freundlich – der Beitrag von Duracell Activair

Duracell Activair 0% Mercury sind quecksilberfreie und umweltfreundliche Hörgerätebatterien. Die Hörgerätebatterie ist auch geeignet für Hörgeräte, die Wireless-Technologie nutzen und einen extrem hohen Strombedarf haben.

Mit der Duracell Activair 0% Mercury haben Sie eine Hörgerätebatterie, die sich auszeichnet durch:

- bewährte Technologie
- lang anhaltende Leistung
- konstante Qualität und Zuverlässigkeit
- strengste Qualitätskontrollen



Leicht einzusetzen mit dem
einzigartigen, langen Abkleber.

Hinweise für die Verwendung Ihrer Hörgerätebatterie

- Bewahren Sie die Batterien in der Originalverpackung auf.
- Lagern Sie die Batterien immer bei Raumtemperatur – niemals im Kühlschrank.
- Entfernen Sie den farbigen Abkleber erst, wenn Sie die Batterie benötigen.
- Tragen Sie die Batterien niemals lose in Ihrer Tasche – und achten Sie darauf, dass sie nicht mit metallischen Gegenständen in Kontakt kommen.
- Entsorgen Sie Batterien immer umweltgerecht.
- Versuchen Sie niemals, die Batterien wieder aufzuladen.



Ihre Meinung ist uns wichtig

Uns interessieren Ihre Erfahrungen, die Sie mit Duracell Activair Hörgerätebatterien mit EasyTab[®] gemacht haben – ob mit der Leistung oder mit der einfachen Handhabung. Ihr Hörgeräteakustiker wird Ihre Meinung gerne an uns weiterleiten.

Diese Übersicht hilft Ihnen, die richtige Duracell Activair Batteriegröße zu finden.

10



13



312



675



Für weitere Informationen fragen Sie
Ihren Hörgeräteakustiker.



10003.1016.1000

www.duracell-activair.de

© 2016 DURACELL, Bethel, CT 06801. Duracell und Activair sind eingetragene Handelsmarken von Duracell Batteries BVBA und Duracell U.S. Operations, Inc., die in Lizenz verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.