

DURACELL®
ACTIVAIR®
HEARING AID

0%
MERCURY

Une technologie verte
dotée de languettes
extra-longues.



EasyTab®



Les aides auditives modernes ont besoin de piles très performantes – Duracell Activair avec EasyTab®

Les piles auditives Duracell Activair utilisent la nouvelle technologie Zinc/Air écologique. Elles sont compatibles avec tout type et tout modèle d'aide auditive ; elles satisfont notamment aux exigences de la dernière génération d'aides auditives qui possèdent de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, gourmandes en énergie. Elles ont donc besoin de piles très performantes.

Les piles acoustiques Duracell Activair sont très faciles à remplacer, grâce au design spécifique Easy Tab®.



Simple à manipuler et facile à ouvrir.



Simple à retirer et aisé à tenir.

La contribution de Duracell Activair à l'environnement – durablement écologiques

Les piles Duracell Activair Mercury-Free sont sans mercure et par conséquent écologiques. Ces piles conviennent également aux aides auditives qui utilisent la technologie sans fil et qui ont un besoin en énergie extrêmement élevé.

Avec Duracell Activair 0 % Mercury, vous avez une pile auditive qui se distingue par :

- une technologie éprouvée
- un fonctionnement longue durée
- une qualité constante et une grande fiabilité
- des contrôles de qualité particulièrement stricts



Simple à mettre en place grâce à la languette unique longue.

Recommandations pour l'utilisation de vos piles

- Conservez les piles dans l'emballage d'origine.
- Maintenez vos piles à température ambiante, ne les conservez jamais au réfrigérateur.
- Ne retirez la languette colorée que lorsque vous utilisez la pile.
- Ne pas transporter sans protection dans votre poche, éviter le contact avec des objets métalliques.
- Recyclez toujours vos piles de manière à préserver l'environnement.
- N'essayez jamais de recharger vos piles.



Votre opinion est importante

Nous souhaitons connaître votre avis sur les piles acoustiques Duracell Activair avec EasyTab[®], au sujet de leur capacité, de leur maniabilité. Votre audioprothésiste nous la communiquera.

Ce document vous aidera à trouver la taille de pile Duracell Activair qu'il vous faut.

10



13



312



675



Pour obtenir de plus amples informations, demandez conseil à votre audioprothésiste.



100051016.1000

www.duracell-activair.com

© 2016 DURACELL, Bethel, CT 06801. Duracell et Activair sont des marques déposées de Duracell Batteries BVBA et Duracell U.S. Operations, Inc., sous licence. Tous droits réservés.