

**DURACELL®**  
**ACTIVAIR®**  
**HEARING AID**

**0%**  
MERCURY

Energia ecológica com  
pastilha extra-longa.



***EasyTab***®



# Aparelhos auditivos utilizam baterias de alto desempenho – Duracell Activair com EasyTab®

As baterias para aparelhos auditivos modernos Duracell Activair trabalha com a comprovada tecnologia zinco-ar. Elas são adequadas para todos os tipos de aparelhos auditivos, de todas as classes de desempenho; elas atendem, em especial, também as exigências da geração moderna de aparelhos auditivos, com muitas funções adicionais que requerem uma bateria de alto desempenho.

Através do exclusivo design Easy Tab® dos adesivos, as baterias Duracell Activair para aparelhos auditivos são fáceis e confortáveis de trocar.



Fácil de manusear e simples de abrir.



Fácil de remover e simples de manter.

# Sustentável e ecológico – a contribuição da Duracell Activair

As baterias Duracell Activair 0% Mercury para aparelhos auditivos não contêm mercúrio e são ecológicas. A bateria para aparelhos auditivos também é adequada para aparelhos auditivos que utilizam tecnologia sem fio e tem uma necessidade energética extremamente alta.

Com Duracell Activair 0% Mercury você tem uma bateria para aparelhos auditivos que se destaca através de:

- tecnologia comprovada
- desempenho prolongado
- qualidade e confiabilidade constantes
- controles rigorosos de qualidade



Utilização simples com os  
exclusivos adesivos longos.

# Instruções para Utilização de sua bateria para aparelhos auditivos

- Mantenha as baterias na embalagem original.
- Armazene as baterias sempre à temperatura ambiente – nunca na geladeira.
- Remova os adesivos coloridos apenas quando precisar da bateria.
- Nunca carregue as baterias soltas na sua bolsa – e certifique-se de que elas não entrem em contato com objetos metálicos.
- Descarte as baterias sempre de modo ambientalmente correto.
- Nunca tente recarregar as baterias.



# Sua opinião é importante para nós

Suas experiências com as baterias para aparelhos auditivos Duracell Activair com EasyTab® nos interessam – seja com o desempenho ou com o manuseio simples. Seu especialista em aparelhos auditivos terá prazer em encaminhar a sua opinião para nós.

**Esta visão geral o ajudará a encontrar o tamanho correto de sua bateria Duracell Activair.**

10



13



312



675



Para mais informações, entre em contato com seu especialista em aparelhos auditivos.



10010.1017.1000

[www.duracell-activair.com](http://www.duracell-activair.com)

© 2017 DURACELL, Bethel, CT 06801. Duracell e Activair são marcas comerciais da Duracell Batteries BVBA e da Duracell U.S. Operations, Inc. utilizadas sob licença. Todos os direitos reservados.